

# Sutures chirurgicales vétérinaires vetsuture®.

## Même Qualité. Moitié Prix.\*

	NYLON	LENE	NEXT	BOND	PGA	fastPGA	PGC	PDX
Structure Molécule	Monofilament Polyamide	Monofilament Polypropylène	Monofilament Polyfluorure de vinylidène	Tressé et enduit Polyester	Tressé et enduit Acide polyglycolique	Tressé et enduit Acide polyglycolique	Monofilament Poliglécaprone 25	Monofilament Polydioxane
Couleur	Noir	Bleu	Bleu	Vert	Violet	Blanc	Incolore	Violet
Résorbable / Irrésorbable	Irrésorbable	Irrésorbable	Irrésorbable	Irrésorbable	Résorption à Moyen terme	Résorption à Court terme	Résorption à Moyen terme	Résorption à Long terme
Résistance à la traction					30 jours	10 jours	20 jours	60 jours
Résorption totale					60-90 jours	42 jours	90 jours	180-210 jours
Chirurgie générale					✓		✓	
Peau	✓	✓	✓			✓		
Paroi		✓	✓	✓			✓	✓
Orthopédie		✓						✓
Tendons / Ligaments		✓		✓				✓
Digestif							✓	✓
Urinaire							✓	✓
Gynécologie					✓		✓	✓
Stomatologie				✓				✓
Ophthalmologie	✓		✓		✓	✓		✓
Résistance à la traction	Élevée	Très élevée	Extrême	Très élevée	Très élevée	Très élevée	Très très élevée	Très élevée
Réaction des tissus	minimale	très minimale	aucune	très minimale	très minimale	très minimale	très minimale	très minimale
Effet de mèche / capillarité	aucune	aucune	aucune	limitée (enduit)	limitée (enduit)	limitée (enduit)	aucune	aucune
Mémoire de forme	faible	faible	très faible	aucune	aucune	aucune	très faible	faible
Sécurité du noeud	forte	très forte	excellente	excellente	excellente	excellente	excellente	très forte
Glisse	bonne	très bonne	exceptionnelle	très bonne	très bonne	très bonne	très bonne	très bonne
Effet de scie	non	non	non	limitée (enduit)	limitée (enduit)	limitée (enduit)	non	non
suture aiguillée dans pochette	0.92€ l'unité par 12 ou 1.07€ l'unité	1.50€ l'unité par 12 ou 1.74€ l'unité	1.75€ l'unité par 12 ou 2.03€ l'unité	1.50€ l'unité par 12 ou 1.74€ l'unité	1.75€ l'unité par 12 ou 2.03€ l'unité	3.00€ l'unité par 12 ou 3.49€ l'unité	2.33€ l'unité par 12 ou 2.71€ l'unité	2.08€ l'unité par 12 ou 2.42€ l'unité
bobine sans aiguille et dans pochette					2.42€ l'unité par 12 ou 2.81€ l'unité			
cassette sans aiguille	21€ la cassette de 100 mètres				28€ la cassette de 25 mètres			30€ la cassette de 25 mètres
suture ophtalmique	11.25€ l'unité par 12 ou 13.07€ l'unité				11.25€ l'unité par 12 ou 13.07€ l'unité			

### Pochettes aiguillées non résorbables

#### NYLON

irrésorbable - monofilament - Polyamide

décimale (USP)	caractéristiques de l'aiguille	code contravert (à référence)
1.5 / 4/0	REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CERCLE	NYL400 NYL15CN
2 / 3/0	REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CERCLE	NYL401 NYL2CN
3 / 2/0	REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CERCLE	NYL402 NYL3CN
4 / 1	REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CERCLE	NYL403 NYL4CN
2 / 3/0	REVERSE CUTTING AIGUILLE DROITE 50 MM	NYL404 NYL25N
3 / 2/0	REVERSE CUTTING AIGUILLE DROITE 50 MM	NYL405 NYL35N
4 / 1	REVERSE CUTTING AIGUILLE DROITE 50 MM	NYL406 NYL45N

#### LENE

irrésorbable - monofilament - Polypropylène

décimale (USP)	caractéristiques de l'aiguille	code contravert (à référence)
2 / 3/0	REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CERCLE	LENE400 LENE3CN
3 / 2/0	REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CERCLE	LENE401 LENE3CN

#### NEXT

irrésorbable - monofilament - PVDF

décimale (USP)	caractéristiques de l'aiguille	code contravert (à référence)
1.5 / 4/0	REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CERCLE	NEX400 NEX15CN
2 / 3/0	REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CERCLE	NEX401 NEX2CN
3 / 2/0	REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CERCLE	NEX402 NEX3CN
4 / 1	REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CERCLE	NEX403 NEX4CN

#### BOND

irrésorbable - tressé & enduit - polyester

décimale (USP)	caractéristiques de l'aiguille	code contravert (à référence)
2 / 3/0	REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CERCLE	BON400 BON2CN
3 / 2/0	REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CERCLE	BON401 BON3CN
6 / 3+4	REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CERCLE	BON402 BON6CN

### Pochettes aiguillées résorbables

#### PGA

résorbable - tressé et enduit - acide polyglycolique

décimale (USP)	caractéristiques de l'aiguille	code contravert (à référence)
1.5 / 4/0	REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CERCLE	PGA400 PGA15CN
1.5 / 4/0	RONDE TAPERPOINT 19 MM 3/8 CERCLE	PGA401 PGA15RN
2 / 3/0	REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CERCLE	PGA402 PGA2CN
2 / 3/0	RONDE TAPERPOINT 24 MM 3/8 CERCLE	PGA403 PGA2RN
3 / 2/0	REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CERCLE	PGA404 PGA3CN
3 / 2/0	RONDE TAPERPOINT 30 MM 3/8 CERCLE	PGA405 PGA3RN
3.5 / 0	REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CERCLE	PGA406 PGA35CN
3.5 / 0	RONDE TAPERPOINT 30 MM 3/8 CERCLE	PGA407 PGA35RN
4 / 1	REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CERCLE	PGA408 PGA4CN
5 / 2	REVERSE CUTTING 48 MM 1/2 CERCLE	PGA409 PGA5CN

#### fastPGA

résorbable - tressé et enduit - acide polyglycolique

décimale (USP)	caractéristiques de l'aiguille	code contravert (à référence)
1.5 / 4/0	REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CERCLE	FAS400 FPA15CN
2 / 3/0	REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CERCLE	FAS401 FPA2CN
3 / 2/0	REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CERCLE	FAS402 FPA3CN

#### PGC

résorbable - monofilament - Poliglécaprone 25

décimale (USP)	caractéristiques de l'aiguille	code contravert (à référence)
1.5 / 4/0	TAPPER CUTTING 18 MM 3/8 CERCLE	PGC400 PGC15TC
1.5 / 4/0	REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CERCLE	PGC401 PGC15CN
2 / 3/0	TAPPER CUTTING 20 MM 3/8 CERCLE	PGC402 PGC2TC
2 / 3/0	REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CERCLE	PGC403 PGC2CN
3 / 2/0	TAPPER CUTTING 20 MM 3/8 CERCLE	PGC404 PGC3TC
3 / 2/0	REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CERCLE	PGC405 PGC3CN
3.5 / 0	REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CERCLE	PGC406 PGC35CN
4 / 1	REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CERCLE	PGC407 PGC4CN

#### PDX

résorbable - monofilament - Polydioxane

décimale (USP)	caractéristiques de l'aiguille	code contravert (à référence)
1.5 / 4/0	TAPPER CUTTING 18 MM 3/8 CERCLE	PDX400 PDX15TC
2 / 3/0	TAPPER CUTTING 20 MM 3/8 CERCLE	PDX401 PDX2TC
3 / 2/0	TAPPER CUTTING 20 MM 3/8 CERCLE	PDX402 PDX3TC
3.5 / 0	REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CERCLE	PDX403 PDX35RC
4 / 1	REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CERCLE	PDX404 PDX4RC

### Sutures ophtalmologiques non résorbables et résorbables

#### NYLON

irrésorbable - monofilament - Polyamide

décimale (USP)	caractéristiques de l'aiguille	code contravert (à référence)
0.2 / 10/0	SPATULA 6.0 3/8 CERCLE 30 CM	NYL407 NYL02DS
0.3 / 9/0	SPATULA 6.0 3/8 CERCLE 30 CM	NYL408 NYL03DS

#### PGA

résorbable - tressé et enduit - acide polyglycolique

décimale (USP)	caractéristiques de l'aiguille	code contravert (à référence)
0.3 / 9/0	SPATULA 6.0 3/8 CERCLE 30 CM	PGA418 PGA03DS

**IMPORTANT**  
Les fils ophtalmiques et les cassettes de 25 mètres seront disponibles courant 2e semestre 2010. De nouvelles références peuvent être disponibles, voir sur [www.vetsuture.fr](http://www.vetsuture.fr)

### Roulettes et Cassettes résorbables

#### PGA ligapack

résorbable - tressé et enduit - acide polyglycolique

décimale (USP)	caractéristiques	code contravert (à référence)
3 / 2/0	roulette 250CM	PGA410 PGA3LG
4 / 1	roulette 250CM	PGA411 PGA4LG
5 / 2	roulette 250CM	PGA412 PGA5LG

#### PGA cassette

résorbable - tressé et enduit - acide polyglycolique

décimale (USP)	caractéristiques	code contravert (à référence)
3 / 2/0	cassette 25 M	PGA413 PGA3CAS25
4 / 1	cassette 25 M	PGA414 PGA4CAS25
5 / 2	cassette 25 M	PGA415 PGA5CAS25
6 / 3.4	cassette 25 M	PGA416 PGA6CAS25
7 / 5	cassette 25 M	PGA417 PGA7CAS25

#### PDX cassette

résorbable - monofilament - polydioxane

décimale (USP)	caractéristiques	code contravert (à référence)
3 / 2/0	cassette 25 M	PDX405 PDX3CAS25
4 / 1	cassette 25 M	PDX406 PDX4CAS25
5 / 2	cassette 25 M	PDX407 PDX5CAS25

### Cassettes non résorbables

#### NYLON cassette

irrésorbable - monofilament - Polyamide

décimale (USP)	caractéristiques	code contravert (à référence)
3 / 2/0	cassette 25 M	NYL409 NYL3CAS100
4 / 1	cassette 25 M	NYL410 NYL4CAS100
5 / 2	cassette 25 M	NYL411 NYL5CAS100